


Anti-Ckap5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - Q14008

품목 번호: CM0024828



소개

사람 CKAP5 (ch-TOG)에 대해 항체화된 CKAP5 토끼 다클로널 항체로, WB, IP, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 미세소관 역학, 유사분열 방추체 조직 및 종양 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CKAP5 Rabbit pAb
비고/별칭	TOG, MSPS, TOGp, CHTOG, ch-TOG, CKAP5
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	9793
GeneID	9793
면역원(Immunogen)	사람 CKAP5 (NP_001008938.1)의 아미노산 1763-2032에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14008
단백질 분자량	225kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)