

Wb, Elisa용 항-Cklf 토끼 다클론 항체 - Q9Ubr5

품목 번호: CM0024584

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CKLF 토끼 다클론 항체.
인간, 마우스, 래트 CKLF를 검출합니다. 표적 단백질은
염증, 화학주성 및 골격근 재생에 관여하는 케모카인 유사
인자입니다. 면역학 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CKLF 토끼 pAb
비고/별칭	C32; CKLF1; CKLF2; CKLF3; CKLF4; UCK-1; HSPC224; CKLF
종	인간
유전자 ID	51192
면역원	합성 펩티드: 인간 CKLF (NP_057410.1)의 아미노산 1-67 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9UBR5
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백