

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Clcc1 다클론 항체 - Q96S66

품목 번호: CM0021540

소개

인간 CLCC1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 칼슘 항상성과 신경 생존에 중요한 ER 염화물 채널을 표적으로 합니다. 마우스와 교차 반응합니다. ER 스트레스 및 망막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CLCC1 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | MCLC; RP32; CLCC1                                              |
| 종           | 인간                                                             |
| GeneID (인간) | 23155                                                          |
| GeneID      | 23155                                                          |
| 면역원         | 인간 CLCC1 (NP_055942.1)의 아미노산 302-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                        |
| SWISS       | Q96S66                                                         |
| 단백질 분자량     | 62kDa                                                          |
| 배송 방식       | 아이스백                                                           |