


Wb, Elisa용 절단된 Caspase-1 P20 토끼 단일클론 항체 - P29466

품목 번호: CM0007082



소개

사람 Caspase-1의 절단된 p20 서브유닛을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인플라마솜 활성화, 파이로프토시스(pyroptosis), 및 염증성 사이토카인 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Cleaved Caspase-1 p20 Rabbit mAb
비고/별칭	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1 p20
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	834
GeneID	834
면역원(Immunogen)	사람 Caspase-1 p20 (NP_001244047.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P29466
단백질 분자량(Protein Weight)	10KDa/29KDa/35KDa/42KDa/45KDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)