

Wb, Elisa용 항-Clec4E 다클론 항체 - Q9R0Q8

품목 번호: CM0027975

소개

C형 렉틴 선천성 면역 수용체인 마우스 CLEC4E(Mincle)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 패턴 인식 및 숙주 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLEC4E 토끼 pAb
비고/별칭	Mincle; Clecsf9
종	마우스
유전자ID (인간)	26253
유전자ID	56619
면역원	마우스 CLEC4E/MINCLE(NP_064332.1)의 아미노산 120-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q9R0Q8
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백