

Wb, Elisa용 Anti-Cnga2 폴리클로날 항체 - Q16280

품목 번호: CM0027294



소개

인간 CNGA2에 대한 토끼토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 후각 신호 전달 및 순환 뉴클레오타이드 개폐 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNGA2 Rabbit pAb
비고/별칭	CNCA; CNG2; CNCA1; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; CNGA2
종	인간
GeneID (인간)	1260
GeneID	1260
면역원	합성 펩타이드; 인간 CNGA2 (NP_005131.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q16280
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스 팩