

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cnpy2 폴리클론항체 - Q9Y2B0

품목 번호: CM0012995

소개

인간 CNPY2 (MSAP, TMEM4, ZSIG9)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응. 신경돌기 성장 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CNPY2 토끼 pAb
비고/별칭	MSAP; TMEM4; ZSIG9; HP10390; CNPY2
종	인간
유전자 ID (인간)	10330
유전자 ID	10330
면역원	인간 CNPY2 (NP_055070.1)의 아미노산 1-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y2B0
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백