

Anti-Cnpy3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Bt09

품목 번호: CM0025063

소개

인간 CNPY3 (PRAT4A)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에 검증됨. 마우스와 교차 반응. 선천성 면역 및 소포체 단백질 접힘 연구에 필수적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNPY3 Rabbit pAb
비고/별칭	CAG4A; DEE60; ERDA5; TNRC5; EIEE60; PRAT4A; CNPY3
종	인간
GeneID (Human)	10695
GeneID	10695
면역원	인간 CNPY3 (NP_006577.2)의 아미노산 31-278에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BT09
단백질 무게	31kDa
배송	아이스백