


Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Coch 토끼 다클로날 항체 - O43405

품목 번호: CM0030670



소개

인간 코클린(COCH/COCH5B2)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 내이에서 발현되며 코클린은 세포 형태와 운동성을 조절합니다. 청각 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COCH Rabbit pAb
비고/별칭	DFNA9; COCH5B2; DFNBI10; COCH-5B2; COCH
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1690
유전자 ID	1690
면역원(Immunogen)	인간 COCH (NP_001128530.1)의 아미노산 20-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O43405
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)