


Wb 및 Elisa용 항-Col4A1 다클론 항체 - P02462

품목 번호: CM0018222



소개

WB 및 ELISA용 인간 COL4A1(Collagen alpha-1(IV) chain) 대상 토끼 다클론 항체. 1445-1669 아미노산을 표적으로 하는 재조합 면역원. 기저막, 혈관 신생 및 ECM 연구에 이상적. 인간과 교차 반응함.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	COL4A1 토끼 pAb
비고/별칭	BSVD, BSVDI, RATOR, PADMAL, COL4A1s, COL4A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1282
유전자 ID	1282
면역원	인간 COL4A1(NP_001836.2)의 1445-1669 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02462
단백질 무게	161kDa
배송	아이스팩