


웨스턴 블롯, 도트 블롯, Elisa용 항-콜라겐 Iv 단일클론 항체 - P53420 / Q14031 / P08572 / P02462

품목 번호: CM0006635



소개

웨스턴 블롯, 도트 블롯, ELISA에서 검증된 콜라겐 IV 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 기저막 및 사구체 질환 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	콜라겐 IV 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	BFH; ATS2; BFH1; CA44; 콜라겐 IV
종	인간
유전자 ID (인간)	1286/1288/1284/1282
유전자 ID	1286/1288/1284/1282
면역원	인간 COL4A4 (NP_000083.3)의 아미노산 1573-1690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P53420/Q14031/P08572/P02462
단백질 분자량	164 kDa
배송	아이스백