

Anti-Complement C3 Rabbit Polyclonal Antibody For If-P, Elisa - P01024

품목 번호: CM0013238



소개

사람 Complement C3 (aa 1364-1663)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 보체 경로 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Complement C3 Rabbit pAb
비고/별칭	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complement C3
종	사람 (Human)
Gene ID (사람)	718
면역원	사람 Complement C3 (NP_000055.2)의 아미노산 1364-1663에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P01024
단백질 분자량	187kDa
배송	아이스백