

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Copg2 토끼 다클론 항체 - Q9Ubf2

품목 번호: CM0015880

소개

CamelBio의 COPG2 토끼 다클론 항체(pAb)는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 사람, 마우스, 랫드의 COPG2와 반응합니다. 코트오머 복합체 및 골지체 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COPG2 토끼 pAb
비고/별칭	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
종	사람
GeneID (사람)	26958
GeneID	26958
면역원	제조항 단백질/사람 COPG2의 아미노산 542-871에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질(NP_036265.3).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UBF2
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩