

Wb, If, Elisa용 Anti-Copz1 다클론 항체 - P61923

품목 번호: CM0013431



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 코트머 서브유닛 제타-1(COPZ1) 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에 적합하며, 골지체에서 소포체로의 수송에 관여하는 약 20kDa 단백질을 표적으로 합니다. 분자생물학 및 IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	COPZ1 토끼 pAb
비고/별칭	COPZ; CGI-120; HSPC181; zeta-COP; zeta1-COP; COPZ1
종	인간
GeneID (인간)	22818
GeneID	22818
면역원	재조합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P61923
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩