


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cox Iv 토끼 단일클론 항체 - P13073

품목 번호: CM0003614



소개

사람 COX IV (사이토크롬 c 산화효소 소단위 4 이소형 1)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 연구 및 진단에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX IV Rabbit mAb
비고/별칭	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1327
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic Peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P13073
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백 (Ice bag)