

Anti-Cpsf73 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9Ukf6

품목 번호: CM0004691



소개

CPSF73를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역침전, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. mRNA 3' 말단 처리 및 히스톤 mRNA 절단 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPSF73 Rabbit mAb
비고/별칭	CPSF73; NEDMHS; CPSF-73; NEDMHSN
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	51692
유전자 ID	51692
면역원	사람 CPSF3 (Q9UKF6)의 아미노산 585-684 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9UKF6
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백