


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Crb1 다클론 항체 - P82279

품목 번호: CM0013457



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에서 검증된 CRB1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 조직에서의 반응성이 확인되었으며 망막 발달 및 세포 극성 연구에 이상적입니다. SWISS 수탁번호 P82279.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRB1 토끼 pAb
비고/별칭	LCA8; RPI2; CRB1-A; CRB1-B; CRB1-C; CRB1
종	인간
GeneID (인간)	23418
GeneID	23418
면역원	인간 CRB1 (NP_957705.1)의 아미노산 28-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P82279
단백질 분자량	154kDa
배송	아이스백