

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Creb1 토끼 다클론 항체 - P16220

품목 번호: CM0016579



소개

인간 CREB1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 전사 조절, 일주기 리듬 및 세포 분화를 연구하는 데 유용합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CREB1 토끼 pAb
비고/별칭	CREB; CREB-1; CREB1
종	인간
GeneID (인간)	1385
GeneID	1385
면역원	인간 CREB1(NP_604391.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P16220
단백질 중량	35kDa
배송	아이스 팩