


Wb, Elisa용 Anti-Crk/Crkii Rabbit Monoclonal Antibody - P46108

품목 번호: CM0009921



소개

WB 및 ELISA용 인간 CRK/CRKII (p38)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다. 세포 부착, 이동 및 식세포작용 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CRK/CRKII Rabbit mAb
비고/별칭	p38; CRKII; CRK/CRKII
종	인간
GeneID (인간)	1398
GeneID	1398
면역원	합성 펩타이드 인간 CRK/CRKII (P46108)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46108
단백질 무게	34kDa
배송	아이스백