


Wb, If-P, Elisa용 항Cryaa 토끼 단클론 항체 - P02489

품목 번호: CM0010680



소개

인간 CRYAA(알파 크리스탈린 A 사슬/HspB4)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 수정체 생물학 및 샤페론 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRYAA 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CRYA1; HSPB4; CTRCT9
종	인간
유전자ID (인간)	1409
유전자ID	1409
면역원	인간 CRYAA (P02489)의 아미노산 6-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P02489
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩