


Wb 및 Elisa용 Anti-Csf1 Rabbit Polyclonal Antibody - P09603

품목 번호: CM0020321



소개

이 인간 CSF1(M-CSF)에 대한 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 약 60 kDa 단백질을 검출합니다. 대식세포 분화 및 면역 반응 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSF1 Rabbit pAb
비고/별칭	MCSF; CSF-1; CSF1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1435
유전자 ID	1435
면역원	인간 CSF1 (NP_757351.1)의 아미노산 33-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09603
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백