

Wb, Ip, Elisa, Rip용 Anti-Csrp1 폴리클론 항체 - P21291

품목 번호: CM0017940

소개

인간 CSRP1에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IP, ELISA, RIP에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. CSRP1의 신경 발달 및 핵 기능에서의 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSRP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CRP; CRP1; CSRP; CYRP; DIS181E; HEL-141; HEL-S-286; CSRP1
종	인간
유전자 ID (인간)	1465
유전자 ID	1465
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA, RIP
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P21291
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백