

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ctbp2 폴리클로날 항체 - P56545

품목 번호: CM0024561



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 CTBP2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 CTBP2 (49 kDa)와 반응합니다. 전사 억제, 갈색 지방세포 분화 및 시냅스 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CTBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	CTBP2
종(Species)	Human
GeneID (인간)	1488
GeneID	1488
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CTBP2 (NP_001320.1)의 아미노산 345-445 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P56545
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)