

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa용 Anti-Ctcf 다클로널 항체 - P49711

품목 번호: CM0015927



소개

WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼(rabbit) anti-CTCF 다클로널 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 반응합니다. CTCF는 핵심 크로마틴 절연체(insulator) 및 전사 조절 인자입니다. 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CTCF Rabbit pAb
비고/별칭	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	10664
Gene ID	10664
면역원(Immunogen)	인간 CTCF (NP_006556.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	P49711
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)