

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ctnna3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Ui47

품목 번호: CM0002155

소개

인간, 마우스 및 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증된 CTNNA3 토끼 단일클론 항체. 세포 접착, 심근병증, 데스모솜 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTNNA3 Rabbit mAb
비고/별칭	VR22; ARVD13; CTNNA3
종	인간
GeneID (인간)	29119
GeneID	29119
면역원	인간 CTNNA3 (Q9UI47)의 아미노산 700-895에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UI47
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백