


Wb, Elisa용 Anti-Ctps1 Rabbit Pab - P17812

품목 번호: CM0027751



소개

CTPS1 Rabbit pAb는 재조합 인간 CTPS1(aa402-591)에 대해 토끼에서 생산된 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스 CTPS1과 교차반응합니다. CTP 합성, 림프구 증식 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTPS1 Rabbit pAb
비고/별칭	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTPS1
종	인간
GeneID	1503
면역원	인간 CTPS1(NP_001896.2)의 아미노산 402-591 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P17812
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백