

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Cullin 3 폴리클로날 항체 - Q13618

품목 번호: CM0013430



소개

인간 Cullin-3 (CUL3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 및 세포 주기 연구에 활용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cullin 3 Rabbit pAb
비고/별칭	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
종	인간
유전자 ID	8452
면역원	인간 Cullin 3 (NP_003581.1)의 아미노산 468-768에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13618
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백