


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항-Cxcl1 Rabbit Monoclonal Antibody - P12850

품목 번호: CM0004573



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 마우스 CXCL1에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. 마우스 CXCL1을 높은 특이성으로 검출하며, 염증 및 조혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CXCL1 Rabbit mAb
비고/별칭	KC; Fsp; N51; gro; Gro1; Mgsa; Scyb1; CXCL1
종	마우스
GeneID (Human)	2919
GeneID	14825
면역원	마우스 CXCL1 (NP_032202.1)의 아미노산 25-96에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P12850
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백