

Wb, Ihc-P, Elisa용 항사이클린 C 토끼 다클론 항체 - P24863

품목 번호: CM0030763



소개

인간 사이클린 C(CCNC, hSRB11)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트에서 내인성 수준의 사이클린 C를 검출합니다. 응용 분야에는 전사 및 세포주기 연구가 포함됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	사이클린 C 토끼 pAb
비고/별칭	CycC, SRB11, hSRB11, 사이클린 C
종	인간
유전자ID (인간)	892
유전자ID	892
면역원	인간 사이클린 C(NP_005181.2)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24863
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백