

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cyp11B1 다클론 항체 - P15538

품목 번호: CM0017366



소개

인간 CYP11B1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 글루코코르티코이드 생합성, 부신 피질 기능 및 스테로이드 생성 경로를 연구하는 데 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP11B1 토끼 pAb
비고/별칭	FH1; CPN1; CYP11B; P450C11; CYP11B1
종	인간
GeneID (인간)	1584
GeneID	1584
면역원	인간 CYP11B1(NP_000488.3)의 아미노산 234-503에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15538
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩