

Wb, Elisa용 Anti-Cyp27A1 폴리클로날 항체 - Q02318

품목 번호: CM0021260

소개

WB, ELISA에 검증된 CYP27A1 Rabbit pAb; 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 콜레스테롤 대사, 담즙산 합성 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CYP27A1 Rabbit pAb
비고/별칭	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
종	Human
Gene ID (Human)	1593
Gene ID	1593
면역원	제조합 단백질 인간 CYP27A1 (NP_000775.1)의 아미노산 200-400에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q02318
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩