

Wb, Elisa용 항-Cyp2R1 토끼 다클론 항체 - Q6Vvx0

품목 번호: CM0014329



소개

인간 CYP2R1(비타민 D 25-하이드록실라제)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며 약 57 kDa 단백질을 검출합니다. 비타민 D 대사 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP2R1 토끼 pAb
비고/별칭	CYP2R1
종	인간
유전자ID (인간)	120227
유전자ID	120227
면역원	인간 CYP2R1 (NP_078790.2)의 아미노산 252-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q6VVX0
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백