

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cyp3A4 다클론 항체 - P08684

품목 번호: CM0026270



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증을 거친 고품질 토끼 다클론 항-CYP3A4 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 약물 대사, 스테로이드 생합성 및 비타민 D 이화 작용 연구의 타겟입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP3A4 토끼 pAb
비고/별칭	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
종	인간
GeneID (인간)	1576
GeneID	1576
면역원	제조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08684
단백질 무게	57kDa
배송	아이스팩