

Wb 및 Elisa용 Anti-Cyp3A4 Rabbit Polyclonal Antibody - P08684

품목 번호: CM0015500



소개

인간 CYP3A4를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 이물질 대사, 스테로이드 호르몬 생합성 및 약물 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP3A4 Rabbit pAb
비고/별칭	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
종	인간
GeneID (인간)	1576
GeneID	1576
면역원	재조합 단백질 인간 CYP3A4 (NP_059488.2)의 아미노산 244-503에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P08684
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백