

If-P 및 Elisa용 항-Cyp7A1 토끼 다클론 항체 - P22680

품목 번호: CM0026564



소개

인체 샘플의 IF-P 및 ELISA 검증을 거친 CYP7A1 토끼 다클론 항체입니다. 담즙산 생합성 및 콜레스테롤 항상성의 핵심 효소인 콜레스테롤 7-알파-하이드록실라아제를 표적으로 하며, 대사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP7A1 토끼 pAb
비고/별칭	CP7A; CYP7; CYPVII
종	인체(Human)
GeneID (인체)	1581
GeneID	1581
면역원	합성 펩타이드: 인체 CYP7A1(NP_000771.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	P22680
단백질 중량	58kDa
배송	아이스팩