

Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 항사이토케라틴 13(Krt13) 토끼 다클론 항체 - P13646

품목 번호: CM0020846

소개

CK13 또는 WSN2로도 알려진 인간 사이토케라틴 13(KRT13)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 상피 및 점막 연구에서 웨스턴 블롯, IHC, IF, ELISA 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	사이토케라틴 13 (KRT13) 토끼 pAb
비고/별칭	K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13)
종	인간
유전자ID (인간)	3860
유전자ID	3860
면역원	인간 사이토케라틴 13(KRT13)(NP_705694.2)의 아미노산 269-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13646
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백