


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항사이토케라틴 19(Ck19) 토끼 단클론 항체 - P08727

품목 번호: CM0003350



소개

인간 사이토케라틴-19(CK19)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, KRT19의 아미노산 1-100 범위 내 합성 펩티드를 면역원으로 사용했습니다. WB, IF, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 상피 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	사이토케라틴 19 (CK19) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	K19; KRT19; KICS; 사이토케라틴 19 (CK19)
종	인간
유전자ID (인간)	3880
유전자ID	3880
면역원	합성 펩티드 인간 사이토케라틴 19 (KRT19) (P08727)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08727
단백질 분자량	44 kDa
배송 방식	아이스백