

Anti-Cytokeratin 6 (Krt6) 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P48668

품목 번호: CM0002536

소개

CamelBio의 재조합 토끼 단일클론 항체는 인간 Cytokeratin 6 (KRT6, SWISS P48668)를 타겟으로 하며, 웨스턴 블로트, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 상피 생물학 및 피부과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Cytokeratin 6 (KRT6) Rabbit mAb
비고/별칭	K6E; KRT6E; PPKNEFD; Cytokeratin 6 (KRT6)
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	286887
유전자 ID	286887
항원(Immunogen)	인간 Cytokeratin 6 (P48668)의 아미노산 465-564에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P48668
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)