


Wb, Elisa용 Anti-Dap3 Rabbit Polyclonal Antibody - P51398

품목 번호: CM0025719



소개

인간 DAP3(MRPS29)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 미토콘드리아 생물학 및 세포자멸사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DAP3 Rabbit pAb
비고/별칭	DAP-3; S29mt; MRPS29; MRP-S29; bMRP-10; DAP3
종	인간
유전자 ID (인간)	7818
유전자 ID	7818
면역원	인간 DAP3 (NP_387506.1)의 아미노산 159-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51398
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백