

Wb 및 Elisa용 항Dazap2 토끼 다클론 항체 - Q15038

품목 번호: CM0017925

소개

인간 DAZAP2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. HIPK2 분해, DNA 손상 반응 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAZAP2 토끼 pAb
비고/별칭	PRTB; DAZAP2
종	인간
유전자 ID (인간)	9802
유전자 ID	9802
면역원	인간 DAZAP2 (NP_055579.1)의 아미노산 1-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
UniProt 접근번호	Q15038
예측 분자량	17kDa
배송 조건	아이스백