

Wb, Elisa용 Anti-Dbf4 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Ubu7

품목 번호: CM0002257



소개

Western blot 및 ELISA용 고품질 anti-DBF4 토끼 단일클론 항체. DNA 복제 및 S기 진행에 관여하는 CDC7 키나제의 핵심 조절 소단위체인 인간 DBF4(Q9UBU7)를 표적합니다. 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DBF4 Rabbit mAb
비고/별칭	ASK; CHIF; DBF4A; ZDBF1; DBF4
종	인간
유전자 ID (인간)	10926
유전자 ID	10926
면역원	합성 펩타이드 인간 DBF4(Q9UBU7)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBU7
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백