

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dcaf7 토끼 단일클론 항체 - P61962

품목 번호: CM0011292

소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질 anti-DCAF7 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 DCAF7와 반응합니다. 두개안면 발달 및 유비퀴틴 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCAF7 Rabbit mAb
비고/별칭	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
종	사람(Human)
GeneID (사람)	10238
GeneID	10238
면역원	합성 펩타이드 사람 DCAF7 (P61962)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P61962
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩