

Wb, Elisa용 Anti-Dcp1B 폴리클로날 항체 - Q8Izd4

품목 번호: CM0019266

소개

인간 DCP1B에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. mRNA 디캡핑 기전 및 넌센스 매개 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCP1B Rabbit pAb
비고/별칭	DCP1; DCP1B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	196513
GeneID	196513
면역원	인간 DCP1B (NP_689853.3)의 아미노산 386-617에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q8IZD4
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)