

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dcr2 단일클론 항체 - Q9Ubn6

품목 번호: CM0009570

소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-DCR2 토끼 단일클론 항체; 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. TRAIL 수체 신호 전달 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCR2 Rabbit mAb
비고/별칭	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
종	인간
유전자 ID	8793
면역원	합성 펩타이드 인간 DCR2 (Q9UBN6)의 아미노산 287-386 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBN6
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백