


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ddc 폴리클로날 항체 - P20711

품목 번호: CM0028412



소개

사람 DDC에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 카테콜아민 및 세로토닌 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDC Rabbit pAb
비고/별칭	AADC; DDC
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1644
GeneID	1644
면역원	재조합 단백질/사람 DDC (NP_000781.2)의 아미노산 1-137에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P20711
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백 (Ice bag)