

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Ddit3/Chop 토끼 다클로날 항체 - P35638

품목 번호: CM0015894

소개

DDIT3/CHOP (CHOP10, GADD153)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에 대해 WB, IHC-P, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. ER 스트레스, 세포자멸사 및 미접힌 단백질 반응 경로를 조사하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDIT3/CHOP Rabbit pAb
비고/별칭	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1649
유전자 ID	1649
면역원	사람 DDIT3/CHOP (NP_004074.2)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P35638
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 백(Ice bag)