

Wb, If/Icc, Elisa용 항-델타-사르코글리칸(Sgcd) 다클론 항체 - Q92629

품목 번호: CM0015916

소개

인간 델타-사르코글리칸(SGCD)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 사르코글리칸 복합체 및 디스트로핀-당단백질 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	델타-사르코글리칸(SGCD) 토끼 pAb
비고/별칭	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-델타; 델타-사르코글리칸(SGCD)
종	인간
GeneID (인간)	6444
면역원	인간 델타-사르코글리칸(NP_000328.2)의 아미노산 61-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92629
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩