

Wb, Elisa용 항-Dffa 다클론 항체 - O00273

품목 번호: CM0016837



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 DFFA (DFF-45/ICAD) 토끼 다클론 항체. 인간 및 생쥐 DFFA를 검출하며, 이 단백질은 카스파아제 활성화 DNase의 핵심 세포사멸 억제제입니다. 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DFFA 토끼 pAb
비고/별칭	DFF1; ICAD; DFF-45; DFFA
종	인간
유전자 ID	1676
면역원	인간 DFFA (NP_004392.1)의 아미노산 1-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O00273
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩