

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dhodh 다클론 항체 - Q02127

품목 번호: CM0027835



소개

WB, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료한 토끼 다클론 DHODH 항체입니다. 드 노보(de novo) 피리미딘 생합성의 핵심 미토콘드리아 효소인 인간, 마우스 및 쥐의 디하이드로오로테이트 탈수소효소(dihydroorotate dehydrogenase)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHODH 토끼 pAb
비고/별칭	URA1; POADS; DHodehase; DHODH
종	인간
GeneID (인간)	1723
GeneID	1723
면역원	인간 DHODH(NP_001352.2)의 아미노산 116-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q02127
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩