


Wb, If/Icc, Elisa용 항Dhtkd1 단클론 항체 - Q96Hy7

품목 번호: CM0004399



소개

DHTKD1 (2-옥소아디페이트 탈수소효소 E1)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 대사 및 신경 장애 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	DHTKD1 토끼 mAb
비고/별칭	Ela; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
종	인간
유전자ID (인간)	55526
유전자ID	55526
면역원	인간 DHTKD1 (NP_061176.4)의 아미노산 32-197에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96HY7
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스백